



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Clearfil SE BOND KIT



**Pret:**

**849,99 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Sistem adeziv fotopolimerizabil, cu aplicare in 2 etape, cunoscut ca fiind "standardul de aur" al sistemelor adezive auto-gravante.

Sistemul adeziv Clearfil SE Bond este alcatuit dintr-un primer auto-gravant (solutie apoasa), ce asigura tratarea simultana a smaltului si a dentinei si un adeziv ce contine monomerul MDP, inovatie patentata de Kuraray.

### **Avantaje:**

- sigur, rapid si usor de utilizat
- sensibilitate post-operatorie minima
- sigilarea marginala eficienta pentru protectia impotriva micro-infiltratiilor
- putere de adeziune mare pe dentina, smalt, metale si ceramica, datorita monomerului patentat de Kuraray - MDP
- cutiuta "Intelly Case" se foloseste pentru o dozare perfecta a materialelor si pentru a evita contactul direct



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

al substantelor din flacoane cu pielea, eliminand riscul alergiilor

**Indicatii:**

- restaurari directe realizate cu compozite sau compomeri fotopolimerizabili
- sigilarea cavitatii, ca pretratament in cazul restaurarilor indirecte
- tratarea suprafetelor radiculare hipersensibile si/sau expuse
- reparatii intraorale ale coroanelor fracturate din ceramica, ceramica hibrida sau rasini compozite fotopolimerizabile
- tratamentul suprafetei pentru lucrari protetice din ceramica, ceramica hibrid sau rasini compozite

Kit-ul contine:

1 x flacon Primer 6 ml

1 x flacon Bond 5 ml

2 x mânere pensule aplicatoare

1 x godeu mixare accesorii

1 x cutiuță "Intelly Case" pentru aplicarea adezivului din flacoane

2 x seturi varfuri pensule aplicatoare de unica folosinta (50 buc)