



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Clearfil Majesty ES-2 Professional Kit

Pret:

2.690,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit nanohibrid monocromatic universal fotopolimerizabil pentru restaurări estetice anterioare și posterioare.

Translucența. Difuzarea luminii. Fluorescența. Opacitate

Un concept special:

- nuanțele Classic - pentru restaurări rapide
- nuanțele Premium - pentru restaurări cu o estetică superioară, obținută prin stratificare: dentina + smalt
- nuanțe de translucență + o cheie de culori specială, bazată pe nuanțele Vita

Beneficii:

- umplutura 66% vol (78% din masă)
- termen de valabilitate lung: 4 ani



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- culori din gama VITA
- modelare usoara
- stabilitate cromatica: nuanta se mentine si dupa realizarea prizei
- timp de lucru - 4.5 minute la lumina ambientala normala
- proprietati de lustruire excelente
- radioopac

Indicatii:

- restaurari directe anterioare si posterioare pentru toate clasele de cavitati
- fatete directe
- corectarea pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema)
- reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate

Aceasta cheie de culori este realizata in functie de luminozitate si nu culoare sau intensitate, pentru ca 90% dintr-o nuanta este determinata de luminozitate.

In plus, tehnologia **Light Diffusion** ajusteaza valoarea si saturatia culorii, ceea ce face posibila recrearea cat mai fidela a aspectului dintelui natural, inclusiv a efectelor de lumina de la nivelul smaltului.

Kit-ul conține 16 seringi:

1 seringă 3.6g x Classic A1, A2, A3, A3.5 Premium A1E, A2E, A3E, A3.5E, A1D, A2D, A3D, A3.5D

1 seringă 1.8g x Translucent Clear, Amber, Blue, Gray