

Clearfil Majesty Flow

Pret:

270,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit fluid, fotopolimerizabil pentru restaurari estetice durabile.

Are o consistenta excelenta (fluiditate adecvata, nu este lipicios).

Asigura restaurari atat estetice, cat si durabile, beneficiind de cea mai densa umplere cu particule.

Beneficii:

- raport calitate-pret excelent
- luciu deosebit al suprafetei restaurarii
- lustruire excelenta, rapida
- adaptare cromatica ideala
- nu isi modifica nuanta la priza
- gama larga de indicatii clinice, inclusiv restaurari Clasa I, II

- rezistenta mecanica crescuta + cantitatea totala de umplutura anorganica este de 81% in greutate, 62 % volum

-vascozitate redusa

- tixotropie; nu se lipeste de varful aplicator sau de instrumente, ci adera doar la zonele unde este aplicat, chiar si pe peretii verticali.

- isi pastreaza luciul in timp, datorita particulelor microscopice si tehnologiei unice a silanului

Principalele indicatii:

- restaurari directe pentru toate clasele de cavitati, leziuni cervicale, eroziuni dentare, dinti suprauzati

- liner/baza pentru cavitati

- corectia pozitiei si a formei dintilor (de ex. inchideri de diastema, malformatii dentare)

- reparatii intraorale ale restaurarilor fracturate

Mod de prezentare:

1 seringa x 1,5ml

Nuante disponibile: A1, A2, A3