



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Ionosit seringa 0.3g

**Pret:**

**21,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Material fotopolimerizabil indicat ca strat de baza (liner) sub obturatii de compozit amalgam ceramica.

Chimia sa activa compenseaza pentru contractarea tipica umplerilor compozite previne aparitia fisurilor si sensibilitatea post - operatorie si minimalizeaza microfracturile.

Este radioopac - elibereaza fluor pe o perioada lunga de timp si datorita continutului de zinc si a monomerilor speciali ofera proprietati antibacteriene.

### Avantaje

Protejeaza pulpina

Previne sensibilitatea post - operatorie

Sigileaza tubulii dentinari

Nu necesita amestecare manuala complicata

Elibereaza fluor continuu



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Proprietati antibacteriane

Compensare unica a contractarii compozitului polimerizat prin expansiune controlata

Fotopolimerizare in 20 secunde

Grosimea stratului 1mm

Rezistenta la comprimare 130 MPa

Modul elastic 6500 MPa

Rezistenta la intindere 34 MPa

Radio-opacitate 160% Al

Expansiune liniara 1-2%

### **Prezentare**

Ionosit seringa x 0.3g