

Model studiu preparatie cavitate



Pret:

294,76 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Set complet de 40 de dinti in varianta supradimensionata, unii cu diferite cazuistici (carii de diferite clase), destinati practicii educationale.

Se pot freza, materialul fiind pretabil pentru asa ceva (melamina, nu se topeste pe freza).

Foarte utili pentru practica studentilor.

Material: melamina

Dintii sunt insurubati pe un suport de plastic rezistent.

Inaltimea dintilor: 30-35 mm

Mod de prezentare

Cutie metalica cu 40 dinti