



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Model slefuire dinte

Pret:

295,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Set complet de dinti, fabricati din melamina, destinati practicii educationale pentru practica slefuirii.

Prezinta o hemiarcada completa (16 dinti mariti de 1.5 ori) drept modele, si 32 de blocuri din melamina in diferite stadii de prelucrare, destinate a fi slefuite.

Prezentate intr-o valiza metalica, foarte comoda de transportat, sunt foarte utile studentilor si medicilor care vor sa stapaneasca mai bine diferite tehnici de slefuire, precum si pentru prezentarea didactica a anumitor tehnici.

Material: melamina

Inaltimea modelelor: 20-25 mm

Mod de prezentare

Cutie metalica cu 48 modele