



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Model educational pentru montarea in locul tetierei



**Pret:**

**1.650,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Model pentru montarea in locul tetierei, destinat practicii educationale (diferite manevre stomatologice).  
Modelul este reglabil.

Se fixeaza foarte usor de scaunul stomatologic.

Dotat cu arcada completa, articulata, montabila si demontabila foarte usor.

Gingia este fabricata din silicon foarte realist.