

## Aparat taiat gutaperca



**Pret:**

**190,39 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Aparat pentru inlaturarea rapida si sigura a excesului de gutaperca.

Caracteristici:

Este foarte usor de utilizat.

Piesa de mana are un buton pentru incalzire rapida a varfului de taiere, care se apasa dupa pozitionarea aparatului.

Dupa eliberarea butonului de incalzire, varful de taiere se va raci in doar cateva secunde.

Piesa de mana este fara fir

Varful de taiere poate fi sterilizat si poate fi utilizat in mod repetat

Detalii tehnice:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Baterie: 1.2V 2400mAh.

Incarcator tensiune: 220-240V, 50-60Hz.

Putere: 2.5W.

Mod de prezentare:

Piesa de mana + suportul de incarcare, 4 varfuri de taiere autoclavabile