


## Pungi sterilizare 250 mm

**Pret:**

**320,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Role cu material termosigilant, fabricate din hartie medicala grea si un strat de poliester/polipropilena. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta.

Dotate cu martor de sterilizare - culoarea pungii se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes.

Hartia folosita este una speciala, de uz medical (60gr/mp), de calitate superioara. Anumiti producatori folosesc hartie de uz alimentara care ar putea parea similara dar este de o calitate inferioara care nu permite de fapt sterilizarea pungilor. Cerneala este de asemenea, speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina instrumentele in timpul sterilizarii. Competitorii folosesc cerneala normala cu solventi care ar putea contamina instrumentele in timpul sterilizarii. Toate acestea argumenteaza calitatea superioara a pungilor de sterilizare EURONDA.

- Dimensiune: 250 mm x 200m