



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Stand aluminiu cu dispenser automat pentru dezinfectant gel

Pret:

1.270,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Stand aluminiu cu dispenser automat pentru dezinfectantul gel.

Dispenser automat pentru gelul dezinfectant.

Recipient de 800 ml.

Alimentare 220V sau autonom cu baterii

Stand aluminiu cu picior, usor de pozitionat.

Dimensiuni: 40 x 40 x 145 cm

Mod de prezentare:

1 x stand aluminiu cu dispenser automat



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
