



## Express STD Putty

Pret:

**197,65 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Material de amprenta polivinilsiloxan (silicon de aditie) pentru tehnica de amprentare intr-un singur timp sau doi timpi cu doua vascozitati pentru amestecare manuala.

Materialul de amprenta fluid este disponibil atat in varianta pentru amestecare manuala cat si pentru amestecare automata cu ajutorul dispenserului GarantTM.

### Indicatii

- Amprente pentru coroane si punti
- Amprente pentru inlay-uri si onlay-uri

### Beneficii

- Materialul chitos este usor de amestecat
- Materialul fluid se amesteca manual sau automat cu ajutorul dispenserului GarantTM
- Reproducere exacta a detaliilor
- Stabilitate dimensionala buna



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### Instructiuni de utilizare

- Materialele de amprenta din gama Express<sup>TM</sup> nu sunt compatibile si nu pot fi utilizate in combinatie cu siliconii de condensare
- Amprentele se dezinfecteaza cu solutie de glutaraldehida 2%.

### Prezentare

- 7312 Express Putty STD (chitos) :
- 1x 305 ml (550g) pasta baza
- 1x305ml (550g) pasta catalizator