



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Clearfil Majesty Posterior

Pret:

335,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit nanohibrid fotopolimerizabil, radioopac, pentru restaurarii posterioare, proprietati mecanice inalte.

Prezinta proprietati de difuzie a luminii similare cu cele ale structurii dintelui natural, ceea ce permite utilizarea unei singure culori pe restauratie.

Inchiderea marginala perfecta pentru o lunga perioada de timp. Umplutura: 92 % din greutate reprezentand un volum de 82%.

Contractia: 1,5 vol%. Rezistenta la compresiune: 504 MPa. Rezistenta la incovoiere: 177 MPa.

Clearfil Majesty Posterior este indicat pentru urmatoarele aplicatii:

Restauratii directe pentru dintii anteriori si posteriori;

Corectii ale pozitiei dintilor si a culorii (obturarea diastemei, dinti mici, etc.);

Reparatii intraorale de coroane si punti fracturate.

Nuante disponibile: A2, A3



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Mod de prezentare:

1 x seringa Clearfil Majesty Posterior A2/A3