



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Seringa Optishade Universal

**Pret:**

**220,00 lei TVA inclusa**



## **Descriere produs:**

Compozit universal fotopolimerizabil.

## **Indicatii:**

- Recomandat pentru cavitati de toate clasele.

## **Avantaje:**

- Alegerea nuantelor potrivite mai usoara ca niciodata.

- Selectia nuantelor se realizeaza mai rapid si mai simplu.

- OptiShade acopera toate cele 16 nuante clasice VITA, cu doar 3 nuante: deschis (light), mediu (medium) si inchis (dark).

- Tehnologie cu raspuns adaptabil (ART) Reteaua materialului de umplere ART, o tehnologie testate la compozitul universal Harmonize™, va ajuta sa obtineti restaurari realiste, ce beneficiaza de rezistenta exceptionala si estetica fara egal.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Un numar minim de nuante care satisface aproape toate nevoile dumneavoastra in ceea ce priveste materialul compozit.

### **Caracteristici:**

- Dimensiunea mai mica de 50 nm a particulelor permit o lustruire impecabila si un luciu de durata.
- Rezistenta excelenta la uzura, ciobire sau fracturare datorita tehnologiei ART.
- Radioopacitate excelenta.
- Opacitate ideala care imita structura naturala a dintelui.
- Efect cameleonic perfectionat.

### **Corespondenta nuante**

Light - A1, B1, B2, C1, D2.

Medium - A2, A3, C2, D3, D4.

Dark - A3.5, A4, B3, B4, C3, C4.

Prezentare

Seringa 4g, diferite nuante.