



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Protemp 4 cartus 50 ml

Pret:

595,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Prot Kemp™ 4 - Material compozit pentru protezari temporare – Estetica si inovatie intr-un produs de success.

Ornata compozitului si proprietatile Prot Kemp™ 4 sunt ideale pentru reparatiile si restoratiile temporare. Caracteristicile sale constau in rezistenta la manevrare si estetica superioara.

"Lucrarile protetice pot fi reparate cu usurinta folosind un compozit fluid (Filtek™ Supreme XT Flowable). Nu mai este nevoie sa am in cabinet un material special pentru reparatii. Linia de demarcatie dintre Prot Kemp™ 4 si compozitul fluid utilizat pentru reparatii este insesizabila." - Dr. Vetter

"Este usor de adaptat si finisat, stratul superficial de material compozit nepolimerizat este mai subtire decat in cazul lucrarilor protetice realizate din Prot Kemp™ 3 Garant™; lucrarile protetice se indeparteaza mai usor din cavitatea orala decat cele realizate din Prot Kemp™ 3 Garant™." – Dr. Kustermann



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

"Sunt in plin proces de testare a materialului pentru protezari provizorii ProtempTM 4 si sunt foarte entuziasmat de acesta. Este extrem de usor de folosit. Fara indoiala nu exista termen de comparatie cu alte materiale similare." - Dr. Menrath

• **Indicatii:**

- Material pentru restaurari provizorii
- Coroane, punti, inlay-uri si onlay-uri, fatete, captusirea coroanelor temporare performante, lucrari protetice provizorii pe bonturi implantare

Beneficii:

- Nanofiller de generatie noua
- Restaurari provizorii cu rezistenta foarte mare la fracturare chiar si in conditii extreme de stres ocluzal
- Contractie minima de polimerizare care determina o adaptare marginala foarte buna si protectie buna a dentinei expuse
- Biocompatibilitate excelenta
- Nuantele se potrivesc foarte bine cu cele ale compozitului fluid
- Stabilitate coloristica foarte buna
- Calitate deosebita a texturii de suprafata
- Luciu natural si stralucire fara lustruire

Prezentare:

- Cartus 1 x 50ml
- Nuanta A1, A2 sau A3
- 16 varfuri albastre pentru amestecare Garant