



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Endo-Prep Gel 5 ml

Pret:

31,47 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Preparat pentru largirea canalelor sub forma de gel.

Descrierea modului de actionare Produsul este destinat curatirii chimico-mecanice si tratamentul canalelor radiculare. Datorita continutului in substante lubrefiante actionarea cu instrumentele de canal este usurata si riscul de rupere a acestora in canal este minimalizat. Actiunea EDTA consta in reactia sa cu componentele minerale ale tesuturilor dentare dure prin absorbtia de calciu din peretii canalului. EDTA inmoaie tesutul si face mai usoara largirea mecanica a canalului radicular. **Instructiuni de folosire** Dintele de tratat se izoleaza. Se umple cavitatea cu produs sau se aplica produsul direct pe instrumentul de canal. Tratamentul mecanic al canalului poate fi eficientizat prin spalaturi concomitente cu hipoclorit de sodiu (Chloraxid) care creste eficienta produsului. Dupa terminarea tratamentului, pentru indepartarea produsului, se recomanda spalarea abundenta a canalului radicular si a camerei pulpare cu hipoclorit de sodiu pana la disparitia fenomenului de efervescenta. **Prezentare**

- seringă de 5 ml, 15%