

YPEEN alginat 450g



Pret:

35,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Alginat cu priza rapida.

Indicatii:

- Amprente pentru modele de studiu.
- Amprente pentru aparate ortodontice.
- Amprenta preliminara in edentatii partiale sau totale.
- Amprente pentru coroane si punti provizorii.
- Amprente pentru gutiere in tratamentele de albire.

Caracteristici:

- Reproducerea excelenta a detaliilor.
- Vascozitate optima.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Rezistentă ridicată la compresie.

- Revenire optimă după deformare.

Prezentare:

Punga x 450 g.