



Gigasept AF Canistra 5L

Pret:

598,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Gigasept instru AF - lichid concentrat, fara aldehide, pentru dezinfectarea si curatarea instrumentelor

Avantaje:

- Eficacitate ridicata in activarea antibioticelor necesare pentru a produce concentratia dorita

Zona de aplicare:

- Dezinfectarea si curatarea instrumentelor medicale (instrumente chirurgicale, instrumente dentare) si a suprafetelor de lucru

Instructiuni de utilizare:

- Se dilueaza cu apa calduta la temperatura camerei in proportie de 1:100 sau 1:200 conform tabelului de dilutie

Eficienta microbiologica:

- Eficacitate ridicata impotriva bacteriilor gram pozitive si gram negative, fungiilor si virusilor

Compozitie la 100g:

- Saharipropilic, 2.5g; clorhexidina hidroclorexid, 15.6g; diacetat cocospirilendiamin guanidic, 35g

Date chimico-fizice:

- pH: 11.5; densitate: 1.02 g/cm³ la 20°C

Prezentare:



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- *Cignsept instra A/- / camistru s-51*

