



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Epoxidin Duo seringa automixanta 5ml

Pret:

135,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Epoxidin este un material pe baza de rasina epoxidica, utilizat pentru obturatie definitiva a canalelor radiculare impreuna cu conurile de gutaperca si a pivotilor.

Prin amestecul celor doua paste, in proportie egala rezulta o mixtura plastica cu un strat de 5-10 μ m, fapt ce permite inserarea facila pe conurile de gutaperca si izoleaza foarte bine canalele radiculare.

La temperatura camerei nu isi pierde plasticitatea timp de 4 ore. Materialul se intareste in canal ,pe parcursul a 24 de ore, formand o amino rasina bioinert cu o buna adeziune si o usoara solubilitate.

Supra-umplerea (depasirea) nu genereaza complicatii, dar poate cauza disconfort la dintele tratat.

Materialul este produs pentru a fi utilizat in matrici biologice agresive la temperaturi cuprinse intre 32C si 42C (in cavitate bucala la temperaturi cuprinse intre 36 si 38C si umiditate 60-90 %

Mod de prezentare : Pasta galbena (tub) 4ml + Pasta alba(tub) 4ml