



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Autoscan DS-EX PRO (C) scanner laborator

**Pret:**

**26.900,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

#### **Scaner de laborator AUTOSCAN DS-EX PRO C**

Proiectat si dezvoltat cu cea mai recenta tehnologie 3D de scanare cu lumina structurata, pentru a oferi solutii precise si eficiente pentru cei care se concentreaza pe productivitate si rentabilitate.

Scanerul AUTOSCAN DS-EX PRO C ofera optiune de scanare si procesare a datelor prin intermediul retelei LAN la pc-uri separate si o structura revolutionara care permite upgradari usoare pentru viitoarele lucrari.

Designul intuitiv si ergonomia in lucru ofera avantaje incredibile.

### **SPECIFICATII:**

Rezolutie camere 2x1.3MP

Precizie:15 $\mu$

### **KITUL CONTINE:**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Suport scanare model cu BLUE-TRACK

Suport scanare arcada completa

Suport transfer articulatur

Suport scanare amprenta

Adaptor inaltime pentru articulatur

Suport calibrare

Suport MULTI DIE

Distanta de scanare: 100mm x100mm x 75mm

Timp scanare ocluzie: 18s

Timp scanare maxilar superior/inferior: 42s

Timp scanare bonturi 1-8: 42s

Timp scanare amprenta: 90s

Tehnologie scanare 3D: lumina structurata

Temperatura ambientala: 10°-30°C(temperaturile mai mari afecteaza rezultatele scanarii)

Dimensiuni:260mm x 270mm x 420mm

Greutate:5 kg

Format date: STL,OBJ

Interfata: USB3.0

Alimentare: AC 24V

**Prezentare video**



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---