



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Cuptor ceramica CERAMICMASTER E20 cu pompa vacuum



Pret:

15.000,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- 100 de programe operaționale
proces complet controlat prin microcontroller
buton rotativ multifuncțional
14 parametri programabili:
temperatură de start IDLE TEMP
durată preuscare PREDRY TIME
temperatură de preuscare PREDRY TEMP
durată uscarea DRY TIME
temperatură uscarea DRY TEMP
rată de creștere a temperaturii/min FIRE RATE
timp de ardere FIRE TIME
temperatură de ardere FIRE TEMP
prima etapă de răcire COOL1 TIME
a doua etapă de răcire COOL2 TIME
temperatură de pornire a pompei de vacuum VRUN TEMP
durată de funcționare a pompei de vacuum VRUN TIME
temperatură de oprire a pompei de vacuum VSTOP TEMP



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

durată de funcționare a pompei de vacuum după atingerea temperaturii de oprire VSTOP TIME
optiune pentru transferul parametrilor prin interfata Rs232
optiune pentru analiza la distanta a defectiunilor
sistem avansat pentru auto-diagnoza

•

Date tehnice:

- temperatură maximă de ardere: 1150 °C
putere maximă: cuptor și pompă de vacuum: 1700 W
pompă de vacuum: 150 W
capacitate pompă de vacuum: 22 L/min
nivel vacuum: -0,9 bar

Contine in kit pompa de vacuum.