

## IPS E.MAX PRESS LT A3.5

Pret:

**448,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### Caracteristici:

- Materialele IPS e.max Press sunt realizate din ceramica de sticla pe baza de disilicati de litiu si sunt recomandate in tehnicile de presare;
- Aceste ingoturi ofera fixare excelenta, forma si functionalitate combinata cu o forta de aproximativ 400 MPa. Materialele sunt oferite in patru nivele de translucenta si doua marimi. Materialele IPS PressVEST si IPS PressVEST Speed sunt disponibile pentru procesarea cu IPS e.max Press;
- HT ingots sunt recomandate pentru realizarea unor restaurari complet conturate, relativ neinvazive, precum inlay, onlay sau fatetari. Restaurarile pot fi personalizate cu materiale de pigmentare;
- LT ingots sunt in general folosite pentru fabricarea coroanelor partiale si a coroanelor, o estetica superioara putand fi obtinuta prin folosirea tehnicii cut-back;
- MO ingots sunt folosite la realizarea substructurilor pentru dintii vitali sau usor decolorati, creandu-se baza ideala pentru restaurari naturale completate cu tehnici de stratificare;
- HO ingots mascheaza fundalurile intunecate pentru a obtine rezultate estetice superioare, in special in cazurile cand structura dintelui preparat este decolorata sau atunci cand sunt folositi suportii din titan;
- Ingoturile LT, care sunt mult mai translucente decat ingot-urile MO, pot fi procesate in mod

ideal utilizand tehnica cut-back, precum si tehnica pigmentarii. Acestea sunt disponibile in 16 nuante A-D si 4 nuante Bleach.

#### Indicatii:

- Restaurarea unui singur dinte;
- Puncti pentru regiunile anterioare si premolare;
- Suprastructuri implantologice;
- Fatetari fine (0.3mm);
- Tehnici inlays si onlays (1mm).

#### Avantaje:

- Selectie larga de ingoturi oferita utilizatorilor, acestia putand sa aleaga in functie de tehnica lor preferata de procesare (pigmentare, cut-back, stratificare) si de la caz la caz;
- Disponibil in 16 nuante A-D si 4 culori Bleach BL;
- Materialele pentru tehnicile de stratificare sunt oferte in culori grupate.

#### Mod de ambalare:

- 1 cutie x 5 bucati IPS e.max Press LT Ivoclar Vivadent