

## POLY AM Oala Termo-baro

Pret:

**7.689,99 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

#### Date tehnice:

- + pentru polimerizare umeda si uscata
- + proces complet automat
- + polimerizare in 2 faze
- + microprocesor pentru controlul temperaturii si al timpului de polimerizare
- + camera din inox, capacitate 1.5l, dimensiuni: diam.140mm, H 154mm
- + consum 1220W
- + presiune maxima de lucru 6bar
- + timer programabil: 1-99min
- + temperatura programabila: 40-125 C
- + dimensiuni: 315 x 350 x 260mm
- + masa: 13kg