

MOLDANO Cls III-a 25 kg



Pret:

198,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Avantaje:

- Oferă bune proprietăți fizice și servește ca bază pentru realizarea protezelor parțiale și totale.
- Consistență cremoasă.
- Timp de priză rapid, stabilitate volumetrică.
- Duritate ridicată și stabilitate la margine oferind o suprafață netedă și omogenă.

Caracteristici:

- Timp de plucru aprox. 4 min;
- Timp de priză aprox. 7 min;
- Expansiune după 2 h 0,16%, după 24 h 0,18%;
- Rezistență la compresiune după 1h 30 N / mm², după 24h 45 N / mm²;
- Duritate Brinell 190 N / mm².

Prezentare:

Sac 25kg.