

FUJI ROCK GOLDEN BROWN 5 kg

Pret:

187,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Caracteristici:

- Proprietati fizice excelente
- Timp de amestecare scurt (aprox 1min)
- Timp de lucru extins (peste 8min)
- Timp de priza scurt (doar 12min)
- Se poate demula amprenta dupa doar 30min
- Fluiditate ridicata proprietati: tixotropice ce permit reproducerea exacta a detaliilor
- Expansiune scazuta (mai putin de 0.08%)
- Stabilitate imediata pentru adaptare perfecta a protezei