

ACRY C&B Lichid REGULAR/SPECIAL/AUTO

Pret:

38,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Monomer indicat pentru termopolimerizarea Acry C&B pentru coroane și punți parțial fizionomice și total fizionomice(REGULAR)

Monomer indicat pentru autopolimerizarea Acry C&B pentru lucrări provizorii și reparații(AUTO)

Monomer indicat pentru baro-termopolimerizarea Acry C&B pentru coroane și punți parțial fizionomice și total fizionomice(SPECIAL)