

AESTHETIC WAX ivory white/vanilla cream

Pret:

35,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ceara cu o densitate de suprafata mare folosita la modelajul si studiul coroanelor si lucrarilor protetice cu o coloratie si forma apropiata de cea naturala.

Ceara ideala pentru wax-up. Utilizata la reproducerea nuanțelor naturale.

Contractie scazuta.

Culoare opaca, usor de recunoscut pe modelele de gips.

Temperatura de solidificare: 85 ° C

Conținutul de cenușă: 0.077

Culoare: cream

Ambalaj: Doza metalica cu capac click-clack 65 g.