

WIRON 99

Pret:

1,89 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Avantaje:

- Aliaj Cr-Ni pentru ceramica
- Aliaj patentat nepretios pentru coroane si punti
- Usor de prelucrat datorita duritatii reduse de 180- HV10
- Capacitate de curgere excelenta
- Nu este necesara o perioada lunga de racire;coeficient redus de expansiune
- Rezistenta extrem de ridicata la coroziune si conductibilitate termica redusa
- Modul ridicat de elasticitate
- Liant sigur intre metal si ceramica
- Rezistenta termica ridicata:stabilitate dimensionala in timpul lustruirii si lipirii
- Procesare sigura conforma cu sistemul Wiron
- Biocompatibilitatea analizata de un institut neutru.

Caracteristici:

-
-
-

- Temperatura de turnare: 1450,00 °C
- CTE (20-500°C): 14.0
- Modulul de elasticitate: 200 GPa
- Alungirea limita: 330 MPa
- Duritatea Vickers: 180
- Certificat Bio: Da