



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gips sintetic alb clasa a III-a

Pret:

59,50 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Gips sintetic de clasa a III-a, de culoare albă, pentru ortodonție, pentru reparații ale protezelor, modele de studiu, modele de lucru și modele antagoniști. Creat pentru ortodonție.

Raport apă / pulbere Setarea timpului Setarea expansiunii 2h Rezistența la compresiune 1h Rezistență la compresiune uscată 23 ml / 100g 10 - 13 min. $\leq 0,11\%$ 40 MPa (5800 psi) 77 MPa (11165psi)

Cantitate:

5 KG