



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Instrument modelare rasina softouch

Pret:

99,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Cutit inovativ de inalta calitate cu lama dubla pentru modelarea rasinii.

- Flexibilitate
- Rezistenta deosebita
- Precizie
- Sensibilitate tactila deosebita
- Manevrabilitate ușoară pentru cele mai bune rezultate clinice

- Sunt special concepute pentru straturile compozite.
- Realizat din otel special French 430 de inalta calitate.
- Asigură tratamente de restaurare rapide, usoare si eficiente.

Instrument foarte subtire, flexibil si precis, modeland cu precizie rasina pentru a imita forma naturala a dintelui.

Permite modelarea rasinii in spatii inguste.

Manerul este realizat dintr-un finisaj de inalta calitate care elimina reflexiile luminoase. Astfel, tratamentele



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

devin usoare, eficiente si rapide!

Autoclavabil la 134°

Mod de prezentare

1 bucata