



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sonda restaurare softouch

Pret:

215,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Sonda restaurare

- Flexibilitate
- Rezistenta deosebita
- Precizie
- Sensibilitate tactila deosebita
- Manevrabilitate u?oar? pentru cele mai bune rezultate clinice
- Sunt special concepute pentru straturile compozite.
- Realizat din otel special French 430 de inalta calitate.
- Asigura tratamente de restaurare rapide, usoare si eficiente.

Manerul este realizat dintr-un finisaj de inalta calitate care elimina reflexiile luminoase.
Autoclavabil la 134°

Mod de prezentare

1 bucata