

Instrument masurare rasina softouch

Pret:

99,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Instrument de masurare a rasinii

- Flexibilitate
- Rezistenta deosebita
- Precizie
- Sensibilitate tactila deosebita
- Manevrabilitate u?oar? pentru cele mai bune rezultate clinice
- Sunt special concepute pentru straturile compozite.
- Realizat din otel special French 430 de inalta calitate.
- Asigura tratamente de restaurare rapide, usoare si eficiente.

Manerul este realizat dintr-un finisaj de inalta calitate care elimina reflexiile luminoase.

Autoclavabil la 134°

Mod de prezentare

1 bucata



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
