

Twinky Star capsula

Pret:

24,80 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material pentru restaurare colorat de tip compomer fotopolimerizabil cu efect stralucitor.

Indicatii:

Pentru restaurari pedodontice ale dintilor de lapte

Avantaje:

Opt culori atragatoare cu efect de stralucire

Aplicare simpla si rapida din capsule

Capacitate excelenta de lustruire

Bazat pe tehnologia compomer VOCO verificata

Ghid de nuante din material original

Parintii isi pot motiva mai usor copiii sa mearga la dentist

Copiii isi depasesc anxietatea

Instrumente disponibile pentru marketing catre grupuri tinta

Prezentare

1 capsulă 0.25g diferite culori