

Model practica educationala silicon suturi intradermice

Pret:

41,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Model de practica educationala pentru suturi intradermice

Prezinta 2 straturi din silicon cu diferite dentitati pentru a simula dermul si epidermul.

Prezinta 10 tipuri de incizii pentru ca utilizatorul sa poata exersa diferitele tipuri de suturi intradermice

Lungime: 19,5 cm

Latime: 13,5 cm

Grosime: 1 cm

Material: silicon hipoalergenic

Mod de prezentare:

1 x model practica educationala



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
