



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Aspirator chirurgical Corpus Maxi cu chiuveta



**Pret:**

**11.900,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Aspirator chirurgical mobil cu chiuveta

### **Avantaje**

Instalare usoara.

Dotat cu un motor inelar "non-stop" de aspirare cu aer care poate transfera 1300 litri de aer pe minut.

Poate lucra continuu 8-10 ore.

Chiuveta din ceramica. Curatarea este usoara si rapida. Dispune de un sistem de clatire automata a vasului si de un sistem de umplere a paharului prin apasare.

Carcasa de insonorizare este proiectata pentru nivel minim de zgomot si circulatie maxima pentru a evita incalzirea motorului.

Componentele aspiratorului sunt controlate de o placa electronica de inalta tehnologie care are rolul de a proteja aspiratorul impotriva socurilor electrice.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Dispune de un sistem anti vibratii si amortizor de zgomor la sistemul de evacuare a aerului si la motorul de aspiratie.

Emisia proiectata cu filtru pentru a evita contaminarea cu aer murdar.

Furtune siliconice usor de curatat, fiabile, reutilizabile.

Rezervor de 3,8 litri pentru descarcare manuala.

Portcanule cu pornire automata, doua furtune detasabile (11mm si 16mm) dotate cu filtru central care impiedica blocarea sistemelor cu particule mari.

Trei varfuri de aspiratie cu 3 diametre.

### **Accesorii**

Filtru pentru retinerea particulelor mari cu instalare, intretinere si curatare usoara si rapida.

### **Date tehnice**

Putere aspiratie aer: 1300 L/min;

Putere aspiratie H<sub>2</sub>O: 10-12 L/min;

Putere vacuum: -120 mbar (+/-10%);

Putere motor: 370 W/50 HZ - 450 W/60 HZ;

Alimentare: 208-254 V / 50-60 Hz / 3-3.8 A ;

Viteza motor: 2800 RPM;

Nivel zgomot: 45 DB ;

Greutate: 30 KG;

Dimensiuni: 32 x 32 x 85 cm (L x l x I);

### **Prezentare**

Pompa de vacuum Corpus Vac



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Separator Cattani apa/aer

Rezervor de colectare de 4 litri drenabil manual

2 furtunuri de aspiratie pe suport cu switch automat pornit/oprit

Control electronic

Chiuveta

Carcasa insonorizare dotata cu role