



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fiziodispenser Mastersurg Lux

Pret:

21.700,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Fiziodispenser Mastersurg Lux wireless

Caracteristici:

- Micromotor cu LED
- Unul dintre cele mai usoare si compacte micromotoare
- Calibrarea rapida prin apasarea unui singur buton
- Cuplul maxim de 80 Ncm asigura o performanta ridicata
- Programe intuitive ce economisesc timp
- Ecranul color inlesneste utilizarea: 4,3" (11cm) cu unghi larg de vedere si ajustare a luminozitatii
- Tehnologie moderna si performanta

Display Touch Modern

- programare simpla si intuitiva
- vizibilitate optima a ecranului din toate unghiurile, datorita display-ului non reflectorizant

Multiprogramare usoara



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- personalizabilele cerintele individuale
- setari pentru diferite densitati osoase, sisteme de implant si utilizatori

Pedala wireless

- alegeti o locatie convenabila in cabinet, datorita controlului la picior wireless

Inregistrarea datelor

- afisarea in timp real si inregistrarea cuplului (torque) si a turatiei
- stocare pe card SD, posibilitatea transferului datelor

Specificatii tehnice:

- cuplu maxim: 80Ncm
- interval turatie: 0 - 40,000 rpm
- performanta pompei: 0 - 110 ml / min

Parametri personalizabili:

- 10 programe, fiecare cu etapele de tratament programabile individual (max. 10)
- Schimbarea raportului de transmisie contra-unghi
- Intensitatea luminii micromotorului
- Setarea duratei de iluminare a motorului dupa oprire acestuia
- Viteza maxima
- Cuplul maxim
- Viteze de pompare (0 - 4)
- Cu motor in sens orar / antiorar
- Selectia pozitiei implantului