

Baie ultrasunete Eurosonic 4D

Pret:

3.980,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Eurosonic 4D - cel mai avansat model de baie digitala cu ultrasunete din gama Euronda Pro System.

Avantaje:

- Digitalizata si cu un sistem de control avansat, permite setarea temperaturii de la 10°C la 60°C si a timpului de la 10 la 60 minute.*

Date tehnice:

- Putere: 2000W (1000W HI-PP) 2300mm 2400mm 2050mm*

Accesorii incluse:

- Capa pentru protectia sistemului de picurare*

Prezentare:

- Baie ultrasunete Eurosonic 4D - 1 unitate*