



Seringa Charisma Smart 4gr

Pret:

75,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Charisma Smart - compozit fotopolimerizabil, pentru restaurari estetice, cu aspect natural

Avantaje:

- Este un compozit hibrid cu un nivel ridicat de estetică și este potrivit pentru restaurările compozite pe termen lung*

Indicatii:

- Restaurări estetice ale dinților (clasa I, II, III, IV, V și VI) și a lucrărilor de reparare*

Prezentare:

- Charisma Smart refill - 1 seringă x 4g*