



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Motor endodontic E-Value



Pret:

3.450,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Motor endodontic E-Value fara perii. Fiabil, durabil si eficient.

Piesa contraunghi autoclavabila 1:1. Design intr-o singura bucata

Rotatie pana la 360°

- Display OLED Color
-
- Baterie puternica de 1500 mAh cu tehnologia Li-Ion.

Calibrarea cuplului

Puterea cuplului este precisa

Display ambidextru

Ecranul se poate roti, fiind comod pentru stangaci.

Usor de curatat



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Module customizate

10 moduri incorporate care pot fi setate si din care poti alege in functie de nevoile pacientului.

Moduri de lucru:

Fwd - rotatie inainte

Rev – rotatie inversa

Rec – reciprocitate

Viteza poate varia intre nivelul 1 si nivelul 5

Motor de top cu unghiuri ajustabile de la 30 la 370 grade pentru miscarea de reciprocitate.

ATC – Control adaptiv al cuplului

In cazul intampinarii unei rezistente mari, cuplul este ajustat in mod automat.

Specificatii tehnice

Viteza: 120rpm-1000rpm

Cuplu: R.L. -4N.cm

Baterie: 1900 mAh

Prezentare video

Instructiuni utilizare



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
