



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehncaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Compozit fluid pentru restaurari posterioare X-tra base

**Pret:**

**210,00 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

**Material compozit fluid de baza fotopolimerizabil.**

## Indicatii:

- Baza restaurare pentru cavitati de clasa I si II
- Baza pentru restaurarile directe - cavitati clasa I si II
- Restaurari clasa III si IV
- Sigilare extensiva a fisurilor
- Repararea defectelor minore de smalt
- Repararea defectelor minore de estetica in restaurarile indirecte
- Repararea materialelor provizorii C&B

## Avantaje:

- Baza a restaurarii de 4 mm intr-un singur pas
- Polimerizare sigura in numai 10 secunde (nuanta universal)
- Afinitate perfecta cu suprafata dentara pentru o adaptare remarcabila



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Coeficient de contractie redus
- Radiopacitate marita (350%Al)
- Auto-nivelare
- Poate fi combinat cu orice sistem de adeziune pe baza de metacrilat sau cu orice material compozit
- Seringa fara pierderi de material NDT sau capsule practice Flow-Caps cu canula flexibila din metal asigura o aplicare precisa si sigura
- De asemenea disponibil in nuanta A2

**Prezentare:**

- X-Tra Base seringa 2g universal