

Clip F

Pret:

135,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Material pentru restaurări provizorii, fotopolimerizabil, monocomponent cu eliberare de fluor.

Folosit in etansarea temporara a cavitatilor, in special in tehnica inlay/onlay, cu degajare de fluor.

Avantaje

- usor de pus si de scos - intr-o bucata
- fara a provoca stricaciuni la marginile cavitatii
- economic si rapid de folosit
- durabil si duritate marginala buna

Prezentare

- 1 seringa a 4g