



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Ionofil Plus lichid 10ml

**Pret:**

**125,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Ciment ionomer de sticla condensabil, radioopac, folosit pentru obturatii de cl. a III-a, obturatii pentru dinti temporari, ca baza. Oferă o închidere marginală de excepție, are o bună transluciditate. Are la bază ionomeri de sticla produși după tehnologia VOCO. Materialul prezintă biocompatibilitate, dozare, preparare facilă. Reușita fizionomică a obturatiei este superioară.

### Indicatii

- restaurari defecte in forma de V si eroziuni cervicale ale smaltului
- captusiri
- restaurari ale dentitiei de lapte
- tratamentul leziunilor carioase
- obturatii clasa III

### Avantaje

- consistenta adecvata intinderii
- adaptare marginala buna
- transluciditate buna
- tehnologie de tip glass-ionomer imbunatatita



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- aspect estetic bun

**Contine:**

- 1 flacon lichid 10 ml