



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Seringa Filtek Universal 4g

Pret:

340,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Compozit universal, datorita tehnologiei NaturalMatch creeaza restaurari frumoase, cu aspect natural care imita structura dentara inconjuratoare, oferind un efect cameleonic. Nanoumplutura reala patentata de 3M ofera rezistenta excelenta la abrazie si retentie a luciului.

Selectie simplificata a nuanțelor pentru a acoperi majoritatea pacientilor.

Opacitatea universala pentru a se integra mai natural.

Pigmenti fluorescenti pentru a oferi restaurarilor un aspect vital.

Nanotehnologia patentata 3M pentru o finisare usoara, de durata.

Monomeri patentati low-stress pentru o buna rezistenta la fractura.

Radiopacitate crescuta pentru identificare usoara la control.

Indicatii:

Restaurari directe anterioare si posterioare (inclusiv suprafete ocluzale)



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Refaceri de bonturi

Restaurari indirecte, inclusiv inlay, onlay si fatete dentare

Mod de prezentare:

Seringa 4g