



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Capsule Filtek Universal 20buc\*0.2 gr

**Pret:**

**297,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Nanocompozit universal fotopolimerizabil pentru restaurari estetice deosebite.

### **Avantaje/ Beneficii:**

- Tehnologie NaturalMatch - amestec de nanoumplutura si monomeri proprii
- Restaurari estetice cu aspect natural, utilizand mai putine culori
- Efect cameleonic - culori cu aspect natural care se asorteaza cu dentitia inconjuratoare
- Usor de utilizat
- Culori designer care se potrivesc cu nuantele clasice VITA , precum si cu cele de albire
- Stres minim la comprimare datorita monomerului AFM
- Lustruire durabila
- Culorile acopera marea majoritate a pacientilor
- Polimerizare in profunzime: pana la 2mm
- 8 culori designer, care acopera 19 nuante clasice VITA, precum si culorile bleach
- 1 culoare speciala, Extra White (XW) pentru pacientii cu dinti albiti
- Culoare Pink Opaquer pentru mascarea eficienta a dentitiei patate si a restaurarilor pe baza de metal
- Rezistenta la uzura
- Monomeri proprietari 3M care ofera o buna rezistenta la fracturare;
- Pigmenti fluorescenti, care dau un aspect natural restaurarii



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Opacitate universala
- Radio-opacitate buna.

Indicatii:

- Restaurari directe anterioare si posterioare, inclusiv suprafete ocluzale
- Reconstructie de bonturi
- Splinturi
- Restaurari indirecte, inclusiv inlays/onlays si fatete

Mod de prezentare:

Filtek Universal Restorative - 20 capsule x 0.2g