



Ultrapak Cord nr 1 - nr 3

Pret:

111,19 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Firul de retractie Ultrapak de la Ultradent este realizat din bumbac 100%, cu o impletitura stransa ("crosetat"). Designul unic al impletiturii asigura exercitarea continua a fortei dupa plasare, pe masura ce inelele impletite se intind.

Retractia gingivala optima este obtinuta dupa 1-3 minute.

Firul de retractie Ultrapak nu este impregnat.

Se foloseste la realizarea retractiei gingivale inainte de preluarea amprentelor dentare si, de asemenea, la aplicarea solutiilor cu sulfat feric in zonele subgingivale, pentru controlul fluidului sulcular. Ultrapak este creat pentru a facilita tehnicile de management tisular cu ViscoStat, Astringedent si Dento-Infuser. Firele de retractie neimpregnate Ultrapak sunt recomandate si in tehnicile conventionale in care se utilizeaza clorura de aluminiu, intrucat pot fi imbibate cu solutii hemostatice in mai mare masura decat firele conventionale.

- Fir de retractie gingivala din bumbac 100%
- neimpregnat
- dimensiune Albastru (#1), Verde (#2), Rosu (#3)
- L=244cm
- pret/bucata



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
