



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

TempoSil 2 seringa 5 ml White

Pret:

84,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

TempoSil este un silicon de aditie unic bazat pe zinc-oxid eugenol pentru cimentari provizorii cu un agent silan pentru adeziune optima si inchidere marginala superioara.

Aceasta formula produce o cimentare ferma si totusi elastica, care poate fi inlaturata usor de pe tesut si scoasa de pe lucrarea restauratorie. Curatarile sunt foarte usoare!

Seringa cu automix si tipsurile asigura o aplicare usoara, fara sa fie nevoie de instrumente.

Prezentare

- seringi 1x5 ml