



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gingifast CAD Rigid

Pret:

142,80 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon de aditie pentru reproducerea morfologiei gingiei conceput pentru a fi utilizat cu toate sistemele CAD-CAM.

Avantaje:

- Compatibil cu toate sistemele CAD-CAM optice sau cu laser.

Gingifast CAD rigid (70 Sh-A) ideal pentru reproducerea gingiei siliconice pe modele cu proteze, punti si coroane.

- Poate fi finisat cu un cutit sau freza, datorita noii formule cu materii prime inovatoare.

- Gingifast CAD este perfect compatibil cu orice tehnica de realizare a gingiei artificiale, directa sau indirecta.

- Noua formula Gingifast CAD permite utilizarea unor varfuri de amestec foarte mici, ceea ce reduce foarte mult pierderea de material.

Caracteristici:

- Culoare roz.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Dispus in cartus cu rata de amestec 1:1.
- Timp de priza: 10 minute.

Prezentare:

- 0. 2x 50 ml cartuse Gingifast CAD Rigid
- 0. 12 varfuri de ameste bleu,
- 0. 1 x 10ml Separator.