



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aspirmatic Cleaner 2L



Pret:

210,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Aspirmatic Cleaner utilizat pentru curatarea speciala saptamanala a sistemului de aspiratie scuiatoare si tevilor de scurgere.

Avantaje:

- Actiune testata in studii practice pe unituri dentare (exemplu : Sirona si KaVo)
- Pentru toate tipurile de separatoare de amalgam
- Fara efect spumant
- Mod de utilizare economic
- Manipulare facila
- Asigura curatarea complexa si in siguranta din punct de vedere igienic a activitatilor de cabinet
- Etichetare conforma prevederilor pentru produse periculoase

Prezentare: flacon 2l