



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aparat curatat si dezinfectat Multisteril Fast



Pret:

14.875,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Dispozitiv multifunctional pentru diverse proceduri de sterilizare. Dezinfectare, curatare cu ultrasunete, uscare - toate functiile intr-un singur aparat! Multisteril Fast este de 2 ori mai rapid fata de Multisteril.

Un dispozitiv indispensabil care pune punct riscurilor pentru operator.

De azi exista Multisteril, primul aparat automatic multi-uz, capabil sa opereze autonom prin toate fazele critice si cele mai complexe ale ciclului de sterilizare.

Este suficient sa introduceti instrumentele in cuva speciala si Multisteril va incepe automat urmatoarele faze:

- dezinfectare chimica
- clatire
- curatare cu ultrasunete
- clatire
- uscare

Totul fara atingere, fara interventia vreunui operator, fara contaminare externa.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Un aparat indispensabil care pune punct riscurilor pentru operatori, reduce timpul alocat operatiunii de sterilizare si care reduce costurile totale.

Veti opera un singur aparat, capabil sa va salveze timp si bani, si sa va asigure un tratament absolut perfect al instrumentarului.

Date tehnice

Alimentare 230V c.a +/- 10% Curent maxim 6 A Putere maxim absorbita 1000 W Masa neta 20 Kg
Dimensiuni 415/415/530 mm (latime/inaltime/adancime) Clasa de risc Dispozitiv medical Clasa I Presiune
de operare pentru apa 1,5 - 2 bar Volumul cuvei de lucru 9 litri Volumul de apa folosit 6 litri Volumul
rezervorului de detergent 1,5 litri + 0,5 litri rezerva

SConcentratie detergent dezinfectant Cicluri disponibile 1% ≈25 2% ≈12 3% ≈8 4% ≈6 5% ≈5 6% ≈4