

Compozit fluid autogravant Vertise Flow Assorted Kit



Pret:

595,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Primul compozit fluid auto-gravant si auto-adeziv.
O noua categorie revolutionara a aparut in clasa compozitelor.

Beneficii

- Procedura simpla si rapida.
- Reduce sensibilitatea post-operatorie.
- Control usor al umiditatii.
- Reduce sansa pentru erori umane datorate protocolului pentru sistemul adeziv.
- Aplicare rapida in cazul pacientilor cu probleme.
- O mai placuta experienta pentru pacient .
- Produs benefic pentru tratamentul pedodontic comparativ cu glass-ionomerii sau sigilantii
- Vertise Flow reduce numarul de etapele procedurale, comparativ cu utilizarea unui sistem adeziv intr-un singur pas cu un compozit fluid traditional.

Mod de aplicare

- - 1) Aplicati Vertise Flow in cavitate prin intermediul varfului aplicator.
 - 2) Aplicati cu pensula un strat subtire de Vertise Flow pe toti peretii cavitatii si zona bizotata
 - 3) Fotopolimerizati 20 de secunde
 - 4) Construiti restaurarea in continuare cu Vertise Flow in straturi cu grosimea de 2mm sau mai putin.
 - 5) Fotopolimerizati fiecare strat 20 de secunde.
 - 6) Finisati si lustruiti.

Prezentare

- **4 seringi 2g (A2, A3, A3,5, UO)**
- **40 de perii**
- **40 de varfuri**