



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Filtek Z550 Introkit 8 seringi

Pret:

1.520,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ce este un nanohibrid

Materialele compozite nanohibride reprezintă soluția de încredere pentru variate situații clinice.

Acestea conțin o gamă largă de dimensiuni ale particulelor pentru realizarea creșterii componentei

anorganice și astfel obținerea rezistenței acestor materiale similară cu a materialelor hibride

tradiționale. Introducerea particulelor de dimensiune nano oferă restaurărilor rezistență mai bună la

uzură și o textură de suprafață care este ușor de lustruit și permite astfel obținerea unor rezultate

estetice excelente.

Un nanohibrid adaptat cerințelor dumneavoastră de fiecare zi

3M ESPE, inventatorul tehnologiei nanofiller și lider mondial în realizarea materialelor dentare de



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

restaurare, a folosit expertiza sa pentru a crea nanohibridul ideal. Construind pe rețeta de succes a materialului de restaurare universal Filtek™ Z250, 3M ESPE a încorporat beneficiile dovedite de tehnologia unică nanofiller pentru a îmbunătăți proprietățile fizice și de lustruire ale acestui material.

Filtek™ Z550 – nanohibridul care oferă manevrabilitatea dorită de medicii dentiști

De-a lungul timpului, 3M ESPE a realizat îmbunătățirea continuă a produselor astfel încât ele să fie așa cum le preferă medicii dentiști.

Ușor de utilizat pentru toate clasele de restaurări

Nanohibridul 3M ESPE este creat pentru a fi ușor de utilizat atât pentru restaurări anterioare cât și posteroare. Cu ajutorul celor 12 nuanțe uzuale care se potrivesc cu cheia de culori Vita, veți descoperi cât de ușor este să realizați pacienților restaurări cu aspect natural. Filtek™ Z550 este creat pentru performanțe deosebite, rezistență la uzură și este ușor de lustruit – astfel puteți conta pe rezultate predictibile, de încredere, pe placul pacienților.

Beneficii:

- Manevrabilitate excelentă
- Estetică naturală
- Rezistență bună la uzură
- Lustruire ușoară
- Menținere în timp foarte bună a luciului de suprafață
- Gamă variată de nuanțe: 12
- Indicată pentru toate tipurile de restaurări directe



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Nu aderă de instrumente obținându-se astfel restaurări rezistente și sigure
- Este ușor de modelat și își menține forma înainte de fotopolimerizare
- Are consistența dorită pentru orice tip de manoperă

Prezentare

- Filtek™ Z550 Kit Introductiv
- 8 x 4g seringi, nuanțele A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3 și OA2;
- 1 x 6ml adeziv Adper™ Single Bond 2;
- 1 x 3ml seringă demineralizant Scotchbond™;
- Accesorii;